



# شرکت پارس آزمون

## کیت تشخیص کمی $\alpha$ -AMYLASE در سرم، پلاسما یا ادرار با روش فتومتریک

### اطلاعات سفارش :

شماره سفارش ۱۰۴۰۵۰

حجم محلولها

۱ ویال ۴۰ میلی لیتری معرف شماره ۱

۱ ویال ۱۰ میلی لیتری معرف شماره ۲

### شرایط نگهداری محلولها

محلول ها باید در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری شوند و تا تاریخ مندرج بر روی ویالها قابل مصرف می باشند.

توجه : از فریز نمودن و قرار دادن محلول ها در مجاورت نور خودداری شود.

### مقدمه : ( 1, 2 )

آلفا آمیلاز ها آنزیم های هیدرولیتیک هستند که نشاسته را به مالتوز تبدیل می کنند و در بدن انسان از اندام های مختلف منشأ می گیرند. آمیلاز پانکراتیک توسط پانکراس تولید و در مجرای روده آزاد می گردد. آمیلاز بزاقی در غدد بزاقی ساخته شده و به بزاق می ریزد. آمیلاز توسط کلیه از گردش خون حذف شده و از طریق ادرار دفع می شود. بنابراین افزایش آمیلاز سرم منجر به افزایش آمیلاز ادراری می گردد.

اندازه گیری آلفا آمیلاز سرم و ادرار بیشتر برای تشخیص بیماری های لوزالمعده و پیشرفت عوارض آنها انجام می شود. در پانکراتیت حاد میزان آمیلاز خون، چند ساعت پس از شروع درد شکم افزایش می یابد و بعد از گذشت ۱۲ ساعت به بیشترین میزان خود می رسد و پس از ۵ روز دوباره به میزان نرمال باز می گردد.



اندازه گیری فعالیت آلفا آمیلاز یک آزمایش اختصاصی برای تشخیص بیماری های لوزالمعده نیست، به عنوان مثال در اوریون و نارسایی های کلیه ( به دلیل عدم دفع آمیلاز از طریق ادرار ) نیز میزان آمیلاز سرم افزایش می یابد. بنابراین برای تشخیص پانکراتیت حاد لازم است میزان لیپاز نیز اندازه گیری شود.

### روش :

آنزیمی، کالریمتری

در این روش 4,6-ethylidene-(G7)-p-nitrophenyl-(G1)- $\alpha$ -D-maltoheptaoside (EPS-G7) توسط آلفا آمیلاز ها به قطعات مختلفی شکسته می شود. در مرحله دوم این قطعات توسط گلوکوزیداز هیدرولیز شده و منجر به تولید گلوکز و p-nitrophenol می شود. افزایش جذب نوری، مربوط به میزان فعالیت هر دو نوع آمیلاز ( پانکراتیک و بزاقی ) می باشد.

### اساس آزمایش :



### معرفها :

### محتویات و مقادیر

توجه : مقادیر زیر بر حسب محلول آماده شده برای کار می باشد.

معرف شماره ۱ :

Good's buffer	PH 7.1	0.1 mol/l
NaCl		50 mmol/l
MgCl <sub>2</sub>		10 mmol/l
$\alpha$ - Glucosidase		≥ 2 KU/l

معرف شماره ۲ :

Good's buffer	PH 7.1	0.1 mol/l
EPS-G7		1.6 mmol/l

### هشدارها

بزاقت و پوست دارای آنزیم آلفا آمیلاز می باشند. بنابراین از پیمت نمودن با دهان و یا تماس محلول ها با پوست دست جداً خودداری شود.

برای پایدار نمودن محلول ها از سدیم آزاید استفاده شده است. لذا از بلعیدن و تماس مستقیم محلول ها با دهان، دست و چشم ها خودداری شود و در صورت تماس بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

بطور کلی کلیه موارد ایمنی معمول در آزمایشگاه در هنگام کار با محلول ها رعایت گردد.

### بهداشت و ایمنی دفع مواد زائد

در مورد چگونگی دور ریز مواد در صورت وجود قوانین تدوین شده، طبق قانون موجود عمل شود.

### آماده سازی محلولها

محلول های معرف ۱ و ۲ به صورت آماده مصرف می باشند.

جهت انجام تست به صورت تک محلول، محلول های شماره ۱ و ۲ باید به نسبت ۴ بعلاوه ۱ با یکدیگر مخلوط شوند. ( برای مثال ۲۰ میلی لیتر محلول ۱ و ۵ میلی لیتر محلول ۲ ) دوام محلول ها پس از مخلوط شدن در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد ۲ ماه و در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد یک هفته می باشد.

محلول مخلوط شده باید دور از نور نگهداری شود.

### لوازم و مواد مورد نیاز

تجهیزات معمول آزمایشگاه پزشکی

سرم فیزیولوژی ( محلول NaCl با غلظت ۹ گرم در لیتر )

### نمونه ها :

سرم، پلاسما همراه با EDTA یا هپارین و ادرار

پایداری آلفا آمیلاز در سرم یا پلاسما :

در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد ۷ روز

در دمای ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد ۷ روز

در دمای منهای ۲۰ درجه سانتیگراد ۱ سال

پایداری آلفا آمیلاز در ادرار :

در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد ۲ روز

در دمای ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد ۱۰ روز

در دمای منهای ۲۰ درجه ۳ هفته

از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری شود.

## روش انجام آزمایش :

طول موج : ۴۰۵ نانومتر

قطر کووت : یک سانتیمتر

دما : ۳۷ درجه سانتیگراد

اندازه گیری : فوتومتر با هوا روی صفر تنظیم شود

## عوامل مداخله گر

اسید آسکوربیک تا غلظت ۳۰ میلی گرم در دسی لیتر، بیلی روبین تا غلظت ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر و تری گلیسیرید تا غلظت ۱۰۰۰ میلی گرم در دسی لیتر باعث تداخل در آزمایش نمی شوند.

هموگلوبین حتی با غلظت های پایین نیز باعث تداخل در آزمایش می شود.

توجه : لطفاً از به کار بردن نمونه های همولیز شده جداً خودداری شود.

### دقت ( در ۳۷ درجه سانتیگراد )

Intra-assay precision n=20	Mean (U/l)	SD (U/l)	CV (%)
Sample 1	184	2.00	1.08
Sample 2	398	2.67	0.67
Sample 3	841	4.96	0.59

Inter-assay precision n= 20	Mean (U/l)	SD (U/l)	CV (%)
Sample 1	180	1.82	1.01
Sample 2	383	3.74	0.97
Sample 3	817	7.48	0.92

### تک محلوله

ادار	سرم یا پلاسما	نمونه بیمار
۱۰ میکرولیتر	۲۰ میکرولیتر	مخلوط مخلوط شده ۱ و ۲
۱۰۰۰ میکرولیتر	۱۰۰۰ میکرولیتر	پس از مخلوط نمودن، مقدار جذب نوری را بعد از ۲ دقیقه قرائت نموده، کرومتر را به کار انداخته و دقیقاً پس از ۱، ۲ و ۳ دقیقه اختلاف جذب نوری را از دقیقه قبل تعیین کنید.

### دو محلوله

ادار	سرم یا پلاسما	نمونه بیمار
۱۰ میکرولیتر	۲۰ میکرولیتر	مخلوط شماره ۱
۱۰۰۰ میکرولیتر	۱۰۰۰ میکرولیتر	پس از مخلوط نمودن به مدت ۱ دقیقه انکوبه نموده و سپس مخلوط شماره ۲ را اضافه نمایید.
۲۵۰ میکرولیتر	۲۵۰ میکرولیتر	مخلوط شماره ۲
۲۵۰ میکرولیتر	۲۵۰ میکرولیتر	پس از مخلوط کردن، مقدار جذب نوری را بعد از ۲ دقیقه قرائت نموده و بلافاصله کرومتر را به کار انداخته و دقیقاً پس از ۱، ۲ و ۳ دقیقه اختلاف جذب نوری را از دقیقه قبل تعیین نمایید.

## مقایسه روشها

در مقایسه انجام شده جهت ارزیابی کیت آلفا آمیلاز شرکت پارس آزمون (Y) با یکی از متداول ترین کیت های آلفا آمیلاز در جهان (X) بر روی ۱۰۰ نمونه بیمار نتیجه زیر بدست آمد.

$$Y = 1.00 (X) + 1.00 U/l ; r = 0.998$$

داده مرجع (ناشتا): (4)

< 100 U/l در سرم

< 410 U/l در ادرار ۲۴ ساعته

## مآخذ :

- Lorentz K.  $\alpha$ -Amylase. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1<sup>st</sup>ed. Frankfurt: TH-Books. Verlagsgesellschaft; 1998. p.192-202.
- Moss DW, Henderson AR. Digestive enzymes of pancreatic origin. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3<sup>rd</sup>ed. Philadelphia: W.B Saunders. Company; 1999. p.689-98.
- Kruse-Jarres JD, Kaiser C, Hafkenschied JC, Hohenwallner W, Stein W., Bohner J et al. Evaluation of a new alpha-amylase assay using 4,6-ethylidene-(G7)-1-4-nitrophenyl-(G1)-alpha,D-maltoheptaoside as substrate. J Clin Chem Biochem 1989;27:103-13.
- Hohenwallner W, Stein W, Hafkenschied JC, Kruse-Jarres JD, Kaiser C, Hubbuch A et al. Reference ranges for alpha-amylase in serum and urine with 4,6-ethylidene-(G7)-1-4-nitrophenyl-(G1)-alpha,D-maltoheptaoside as substrate. J Clin Chem Clin Biochem 1989;27:97-101.

لطفاً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های

۰۲۶-۳۴۷۶۰۲۶۰ داخلی ۱۱۶ و ۱۱۷ تماس حاصل فرمایید.

شرکت پارس آزمون (سهامی خاص)

کرج - شهرک صنعتی بهارستان - گلستان ۴ - پلاک ۶۳

www.parsazmun.ir  
TS.M.96.12.4

## محاسبات :

مقدار اختلافات جذب نوری پس از ۱، ۲ و ۳ را با هم جمع نموده و بر عدد ۳ تقسیم کرده و میانگین بدست آمده را در فاکتور (مطابق جدول زیر) ضرب نمایید.

ادار	سرم یا پلاسما	دو محلوله	تک محلوله
۱۲۷۲۷	۶۴۱۴	۱۰۲۰۲	۵۱۵۱

توجه : این فاکتورها بر اساس فوتومتر استاندارد بوده و فاکتورهای فوق در فوتومترها و اتوآنالیزرهای مختلف متفاوت میباشد .

در صورتیکه جمع آوری نمونه ادرار در مدت زمان خاصی (۲، ۴، ۶، ۸، ۱۲، ۲۴ ساعت) انجام شده باشد نتیجه به دست آمده از روش فوق را در حجم ادرار ضرب کرده و بر عدد ۱۰۰۰ تقسیم نموده و بر حسب  $U/xh$  (  $x =$  زمان های ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۲، ۲۴ ساعت ) گزارش نمایید.

## کنترل :

جهت کنترل کیفیت، سرم کنترل های TruLab P و TruLab N شرکت پارس آزمون را بطور جداگانه تهیه نمایید.

## ویژگیها و کارآیی کیت :

### محدوده اندازه گیری

این کیت جهت اندازه گیری آلفا آمیلاز تا تغییرات جذب نوری ۰.۲۴ در دقیقه طراحی شده . و در مواردی که تغییرات جذب نوری بیش از ۰.۲۴ در دقیقه و یا  $U/l$  ۱۵۰۰ باشد باید نمونه به نسبت ۱ بعلاوه ۱۰ با سرم فیزیولوژی رقیق و جواب آزمایش در عدد ۱۱ ضرب شود.

### حساسیت :

حداقل مقدار آلفا آمیلاز قابل اندازه گیری ۳ واحد بین المللی در لیتر می باشد.

فندیپاز