

کیت سنجش CA15-3 به روش الایزا

حیطه کاربرد :

کیت الایزای CA15-3 پیشتابز طب ، برای سنجش کمی 3 CA15 در سرم انسان طراحی شده است . این کیت به عنوان یک ابزار کمک تشخیص در بیماران سرطان پستان همراه با سایر تظاهرات بالینی و روش های تشخیصی به کار می رود . محتوی این کیت تنها برای تشخیص آزمایشگاهی می باشد .

مقدمه :

آنتی زن MUC1 از CA15-3 مشتق شده و یکی از اولین عوامل پیش آگهی دهنده در سرطان پستان محسوب می شود . فاکتور های زیادی مانند TPA ، BR27-29 ، CEA و HER-2 در تشخیص سرطان سینه مطرح شده اند اما CA15-3 اولین فاکتور پیش آگهی دهنده در گردش می باشد . این تومور مارکر اغلب برای نظارت بر پاسخ درمان سرطان پستان و مراقبت از عود سرطان پستان استفاده می شود . همچنین ممکن است در تعیین میزان سرطان (بار تومور) نیز موثر باشد . در سرطان سینه سطح مارکر CA15-3 افزایش می یابد . هدف از انجام اندازه گیری تومور مارکر 3 CA15 خون ، به منظور تشخیص سرطان سینه است . افزایش سطح CA15-3 افزایش می یابد . همراه با آکالان فسفاتاز (ALP) ، با افزایش احتمال عود زودرس در سرطان پستان در ارتباط است . CA 15-3 و 29 ممکن است در بیماران مبتلا به کیست خوش خیم تخدمان ، بیماری خوش خیم پستان و بیماری خوش خیم کبدی افزایش یابد . همچنین ممکن است افزایش در سیروز ، سارکوئیدوز و لوپوس نیز دیده شود . CA15-3 برای بررسی بیماران پس از درمان سیار مفید است . ۹۶٪ بیمارانی که بعد از عمل جراحی دچار عود بیماری شده اند به ویژه بیماران متاستاتیک افزایش سطح CA15-3 نشان داده اند ، بنابراین برای پیش بینی عود زودرس از آن استفاده می شود . افزایش ۲۵ درصدی CA15 سرم با پیشرفت کارسینوما همراه است . کاهش ۵۰٪ در سطح CA15-3 سرم با پاسخ به درمان همراه است . CA15-3 حساسیت بیشتری نسبت به CEA در تشخیص زودهنگام عود سرطان پستان دارد .

اساس آزمایش :

اساس این کیت به روش ساندویچ و با استفاده از آنتی بادیهای مونوکلولار می باشد . در این روش چاهکها توسط آنتی بادیهای بر علیه یک شاخص آنتی ژنیک CA15-3 پوشش داده می شوند (Coating) . نمونه بیماران با آنتی بادی پوشش داده شده در ته چاهکها مجاور شده ، پس از انکوایسیون و شستشو ، آنتی بادی ثانویه ضد CA15-3 متصل به آنزیم HRP به چاهکها اضافه شده و انکوبه می گردد . مقدار کمپلکس ایمنی تشکیل شده در چاهکها با غلظت 3 CA15 در نمونه ها متناسب است ، پس از شستشو ، محلول رنگرکاره که محتوی هیدروژن پراکسید (H₂O₂) و کروموزن است به داخل چاهکها ریخته می شود که رنگ آبی پدید آمده متناسب با کمپلکس ایمنی تشکیل شده در چاهکهاست . با افزودن محلول متوقف کننده رنگ آبی به زرد تبدیل می شود که بهترین جذب نوری را در طول موج ۴۵۰ نانومتر دارد .

محتویات کیت:

- (۱) پلیت حاوی چاهکهای پوشش داده شده با آنتی بادی ضد CA15-3 Coated Plate)
- (۲) محلول آنزیم کنزوگه (Enzyme Conjugate) : ویال حاوی محلول کنزوگه آماده مصرف .
- (۳) سری استانداردها (Standards Set) : شامل ۶ ویال استاندارد با غلظتهای ۰، ۰۵، ۰۱۵، ۰۲۵، ۰۳۰ و ۰۶۰۰ U/ml . CA15-3
- (۴) سرم کنترل (Control Sera) : دو ویال حاوی سرم کنترل با غلظتهای مخصوص شده بر روی برچسب ویال .
- (۵) محلول اسی بافر (Assay Buffer) : ویال حاوی محلول بافری آماده مصرف .
- (۶) محلول رنگرکاری یک مرحله ای (Chromogen-Substrate) : ویال حاوی محلول آماده مصرف .
- (۷) محلول شستشو (Wash Solution) : ویال حاوی محلول شستشوی آماده مصرف ، مقدار مورد نیاز را با آب مقطر به نسبت ۱/۲۰ ریقیق نمایید .
- (۸) محلول متوقف کننده (Stop Solution) : ویال حاوی محلول آماده مصرف .
- (۹) برچسب مخصوص پلیت

مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نمی باشند :

- (۱) دستگاه الیزاریدر با طول موج ۴۵۰ نانومتر و در صورت امکان ۶۳۰ نانومتر .
- (۲) سمپلر ۲۰ ، ۱۰۰ میکرو لیتر دقیق .
- (۳) آب مقطّر .

نکات قابل ذکر برای مصرف کنندگان :

- (۱) محتویات این کیت برای مصرف در همین کیت طراحی شده است .
- (۲) از مخلوط کردن محتویات کیتها با شماره ساختهای مختلف جدا خودداری نمایید .
- (۳) کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمی دارند از نظر وجود HBsAg و آنتی بادی های ضد HCV و HIV کنترل گردیده اند و فاقد این عوامل می باشند ، جهت احتیاط بهتر است کاربرانی که با کیت کار می کنند از تماس مستقیم با مواد پربرهیزند .
- (۴) نمونه بیماران ، استانداردها ، کنترلها و چاهکهای استفاده شده ، باید به عنوان پسماندهای عفونی در نظر گرفته شوند . تمامی محلولهای واکنش گر و معرفها باید مطابق با مقررات ملی دفع پسماندهای عفونی املا شوند .

شرایط نگهداری :

- (۱) کیت را در بخشال بین دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید .
- (۲) چاهکها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با نمکیر نگهداری نمایید .
- (۳) پایداری محتویات کیت تا پایان مدت انقضاض نوشته شده بر روی هر یک از آنها می باشد .
- (۴) محلول شستشوی آماده مصرف که به نسبت ۱/۲۰ رقیق شده باشد به مدت یک هفته در شرایط ۲-۸ درجه سانتی گراد قابل نگهداری و مصرف می باشد .

جمع آوری و آماده سازی نمونه :

سرم را می توان پس از جدا نمودن از خون استفاده نمود ، نمونه را می توان به مدت سه روز در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد و یا برای مدت زمان طولانی تر (حداکثر ۳۰ روز) در دمای ۲۰-۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری نمود . در ضمن باید از Freeze-thaw نمودن نمونه پرهیز شود .

توضیحات عمومی :

- (۱) قبل از شروع مراحل آزمایش تمام مواد و نمونه ها را به درجه حرارت اتاق رسانده و بخوبی نکان دهید تا کاملاً یکنواخت شوند .
- (۲) بهتر است به محض شروع آزمایش کلیه مراحل بدون توقف انجام پذیرند .
- (۳) از نوک سمپلر یک بار مصرف برای هر نمونه استفاده کنید .
- (۴) پس از افزودن محلول متوقف کننده جذب نوری چاهکها حد اکثر تا نیم ساعت قابل قرائت می باشد .
- (۵) برای کسب نتایج مطلوب باید شستشوی چاهکها بصورت کامل صورت گرفته و آخرین قطرات پس از شستشو از چاهکها تخلیه شود .
- (۶) از مهمترین فاکتورها در حصول نتیجه مطلوب زمان انکوباسیون مناسب می باشد ، بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از شروع آزمایش تمام مواد و محلولهای مورد نیاز را آماده نموده و درب محلولهای مورد نیاز را باز کنید ، این عمل با کاهش فاصله زمانی بین مراحل سمتلینگ باعث نتایج دقیقتر می شود .
- (۷) به دلیل مشابه در بند ۶ بهتر است که حجم انجام تست محدود باشد و زمان ریختن نمونه ها بیش از ۵ دقیقه بطول نیاجامد .

مراحل انجام آزمایش :

- (۱) تعداد چاهکهای مورد نظر را انتخاب نموده و باقی چاهکها را به همراه نمکیر درون کیسه مخصوص نگهداری پلیت قرار داده و درب آن را بیندید .
- (۲) ۱۰۰ میکرو لیتر از محلول اسی بافر (Assay Buffer) را به همه چاهکها اضافه نمایید .

(۳) میکرو لیتر از هر استاندارد ، سرم کنترل و نمونه را به داخل هر چاهک ببریزید (پیشنهاد می گردد که از استانداردها و نمونه ها بصورت دالپلیکیت استفاده شود بدین معنی که هر استاندارد و نمونه را در دو چاهک ببریزید و در انتها از میانگین جذب نوری آنها برای محاسبه نتایج استفاده کنید) و پلیت را به آرامی به مدت ۱۵ ثانیه تکان دهید تا محتویات آن بخوبی مخلوط شوند درب چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و چاهکها را به مدت ۳۰ دقیقه در درجه حرارت اتاق (۲۸- ۲۲ درجه سانتی گراد) انکوبه نمایید .

(۴) محتویات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را پنج بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشویید . (برای شستشوی می توان از سمپلر ۸ کاتالله استفاده نمود ولی باید مواطبه بود که محلول شستشوی از یک چاهک به چاهک دیگر وارد نشود زیرا می تواند موجب ایجاد خط در نتیجه آزمایش گردد ، در هر دفعه شستشوی حدود ۳۰۰ میکرو لیتر محلول شستشوی در هر چاهک ریخته و سپس چاهک ها را با وارونه کردن و تکاندن خالی نمایند و در انتهای عملیات شستشوی چاهکها را در حالت وارونه و با ضربات مالایم بر روی یک پارچه یا کاغذ نمگیر بزنید تا قطرات اضافی خارج شوند) .

(۵) میکرو لیتر از محلول آنزیم کنژوگ (Enzyme Conjugate) را به هر چاهک اضافه نموده ، درب چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده و چاهکها را به مدت ۳۰ دقیقه در درجه حرارت اتاق (۲۸ - ۲۲ درجه سانتی گراد) انکوبه نمایید .

(۶) محتویات چاهکها را خالی کرده و چاهکها را پنج بار با محلول شستشوی آماده مصرف بشویید (همانند بند ۴) .

(۷) ۱۰۰ میکرو لیتر محلول رنگرا (Chromogen-Substrate) به هر چاهک اضافه نمایید .

(۸) چاهکها را به مدت ۱۵ دقیقه در درجه حرارت اتاق و در تاریکی انکوبه نمایید .

(۹) با اضافه کردن ۱۰۰ میکرو لیتر محلول متوقف کننده (Stop Solution) به هر چاهک ادامه واکنشهای آنزیمی را متوقف نمایید . برای سنجش جذب نوری از دستگاه الایزرایدر با فیلتر ۴۵۰ nm استفاده نمایید . (توصیه می شود از فیلتر ۶۳۰ nm به عنوان فیلتر فرانس استفاده گردد) .

محاسبه نتایج :


از هر دستگاه الایزرایدر با قابلیت سنجش جذب نوری در طول موج ۴۵۰ nm میتوان استفاده نمود .

(۱) جذب نوری استانداردها و نمونه ها را به کمک دستگاه الایزرایدر در طول موج ۴۵۰ nm (و در صورت امکان در مقابل فیلتر فرانس ۶۳۰ nm) بخوانید .

(۲) با استفاده از میانگین جذب نوری استانداردها و غلظت معلوم آنها نموداری (Point to point) رسم کنید به این صورت که جذب نوری استانداردها را روی محور عمودی (Y) و غلظت آنها را روی محور افقی (X) برده و نقطه تلاقی غلظت و جذب نوری را برای هر استاندارد بدست آورید ، سپس نقاط بدست آمده را به یکدیگر وصل نمایید تا منحنی بدست آید .

(۳) میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور عمودی جای آن را پیدا کنید ، سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل نمایید بطوریکه این خط بر محور عمودی کاملاً عمود باشد و بعد از محل تلاقی خط و منحنی ، خطی عمود بر محور افقی وارد کنید ، نقطه تلاقی این خط با محور افقی مقدار غلظت را نشان خواهد داد .

استانداردها (U/ml)	جذب نوری
۰	۰/۰۷
۲۵	۰/۳
۵۰	۰/۵
۱۵۰	۱/۱
۳۰۰	۱/۷
۶۰۰	۲/۳



توجه: جذبهای نوری و منحنی مربوطه فقط به عنوان نمونه می باشد و هر آزمایشگاه در هر دفعه انجام آزمایش باید منحنی جدیدی رسم نماید .

مقادیر مورد انتظار:

مقادیر نرمال در سرم افراد طبیعی که توسط تستهای مکرر به روش الایزا بدست آمده بقرار زیر می باشد ولی پیشنهاد می گردد که هر آزمایشگاه مقادیر نرمال خود را بدست آورد :

محدوده مرجع بر حسب واحد U/ml			
محدوده مرجع (%) حدود اطمینان)	انحراف استاندارد	میانگین	
۳۰	۶/۱	۱۶/۶	افراد نرمال

محدودیت روش اندازه گیری: نتایج تست می باشد همراه با سایر تست ها و روش های تشخیصی مورد تفسیر قرار گیرد . گاهی اوقات آنتی بادی های هتروفیل که در نمونه سرم برخی از بیماران دیده می شوند ، با وجود مواد بلاک کننده قوی ضد آنها در محلول های کیت ، امکان تداخل دارند .

شاخصهای اجرایی :

(۱) حداقل مقدار قابل اندازه گیری :

بر اساس جذب نوری استاندارد صفر و محاسبات انجام شده ۱ U/ml Limit of Detection(LOD) : ۳.۲ U/ml , Limit of Blank(LOB) : ۱ U/ml می باشد .

(۲) دقت آزمایش :

آزمایش‌های ایتراء - اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در یک سری آزمایش) و ایتر - اسی (همخوانی غلظت مشخص از یک نمونه در سری آزمایشات مختلف) با استفاده از ۴ سرم با غلظتهای مختلف CA15-3-3 انجام گردید که در جداول ۱ و ۲ آمده است :

جدول شماره ۱ (ایتراء - اسی)

نمونه	تعداد دفعات تکرار تست	میانگین U/ml	SD	CV %
۱	۲۰	۱۷/۵	۱/۵	۸/۶
۲	۲۰	۴۱	۳/۱	۷/۵
۳	۲۰	۱۲۹/۶	۷/۶	۵/۹
۴	۲۰	۳۴۶/۷	۸/۲	۲/۳

جدول شماره ۲ (ایتر - اسی) :

نمونه	تعداد دفعات تکرار تست	میانگین U/ml	SD	CV %
۱	۲۰	۱۶/۱	۰/۸	۵/۰
۲	۲۰	۳۹/۴	۲/۱	۵/۳
۳	۲۰	۱۵۲	۵/۵	۳/۶
۴	۲۰	۳۵۹/۴	۹/۲	۲/۵

هر سری آزمایش بصورت Duplicate انجام شده است .

(۳) ریکاوری آزمایش:

سه نمونه سرم با مقادیر معلومی از CA15-3 به پنج سرم با غلظتهاست مشخص ۳ CA15-3 افزوده شد و ریکاوری محاسبه شده آنها عددی بین 100 ± 10 درصد را نشان می دهد

(جهت تست ریکاوری از استانداردهای کیت استفاده نشود).

ریکاوری (%)	مقدار بدست آمده (U/ml)	مقدار مورد انتظار (U/ml)	مقدار افزوده شده (U/ml)	مقدار CA 15-3 موجود در سرم (U/ml)	نمونه
۹۱/۶	۱۴/۲	۱۵/۵	۱۲	۱۹	۱
۹۵/۵	۲۵/۸	۲۷	۳۵	۱۹	۱
۱۰۳	۵۱	۴۹/۵	۸۰	۱۹	۱
۹۵/۳	۲۲/۴	۲۳/۵	۱۲	۳۵	۲
۹۹/۴	۳۴/۸	۳۵	۳۵	۳۵	۲
۱۰۴	۵۹/۸	۵۷/۵	۸۰	۳۵	۲
۱۰۵	۵۶/۲	۵۳/۵	۱۲	۹۵	۳
۱۰۷	۶۹/۷	۶۵	۳۵	۹۵	۳
۹۷/۴	۸۵/۳	۸۷/۵	۸۰	۹۵	۳
۹۶/۸	۸۹/۶	۹۲/۵	۱۲	۱۷۳	۴
۱۰۵/۷	۱۱۰	۱۰۴	۳۵	۱۷۳	۴
۱۰۵/۴	۱۳۳/۴	۱۲۶/۵	۸۰	۱۷۳	۴
۱۰۲/۶	۲۲۱/۷	۲۱۶	۱۲	۴۲۰	۵
۱۰۲	۲۳۲/۴	۲۲۷/۵	۳۵	۴۲۰	۵
۱۰۴/۴	۲۶۱	۲۵۰	۸۰	۴۲۰	۵

(۴) خطی بودن آزمایش :

به کمک استاندارد صفر رقت‌های متواالی (۱/۱۶ تا ۱/۲) ۴ نمونه سرم با غلظت مشخص از CA15-3 تهیه گردید و نتایج بر اساس ضریب رقت محاسبه شده عددی بین 100 ± 10 درصد را نشان می دهد.

ریکاوری (%)					مقدار CA15-3 موجود در سرم رقیق نشده (U/ml)	نمونه
رقت ۱/۱۶	رقت ۱/۸	رقت ۱/۴	رقت ۱/۲	رقت		
۹۶	۹۰	۹۴	۹۵		۴۶۶	۱
۹۱	۹۵	۹۶	۹۳		۱۶۸	۲
۱۰۹	۱۰۸	۱۰۵	۹۸		۲۸۲	۳
۱۱۰	۱۰۹	۱۰۵	۱۰۷		۵۰۴	۴

۵) اختصاصیت آزمایش :

اختصاصیت این آزمایش به کمک سرمههایی با غلظتهای مشخص از مواد اضافه شده مختلف به آنها، جهت بررسی واکنشهای متقاطع با CA15-3 بررسی شد که نتایج آن در جدول صفحه بعد آمده است :

واکنش متقاطع	غلظت	آنالیت
< 3.2 U/ml	2300 U/ml	CA125
<3.2 U/ml	1000 U/ml	CA19-9
< 3.2 U/ml	850 U/ml	AFP
< 3.2 U/ml	1300 ng/ml	CEA

۶) تداخل :

جهت بررسی تداخل کیت به سه نمونه سرم مقادیر زیر از عوامل مداخله گر هموگلوبین، تری گلیسرید و بیلی روین اضافه و تغییرات میزان ارزش نمونه در قبیل و بعد از افزودن عوامل مداخله گر محاسبه شد و نتایج جدول زیر بدست آمد .

تفاوت نتایج (%)	ارزش نمونه بعد از افزودن آنالیت مداخله گر(U/ml)	ارزش نمونه قبل از افزودن آنالیت مداخله گر(U/ml)	غلظت آنالیت مداخله گر	آنالیت مداخله گر
-0.5	18.2	18.3		
2.7	44.8	43.6	1 mg/ml	هموگلوبین
-1.2	479	485		
4.3	19.1	18.3		
-2	42.7	43.6	3000 mg/dL	تری گلیسرید
0.9	489.7	485		
2.1	18.7	18.3		
-3.8	41.9	43.6	20 mg/dL	بیلی روین
1	480	485		

بر اساس نتایج بدست آمده تداخل ایجاد شده تغییر چشمگیری در نتایج ایجاد نکرد و قابل قبول می باشد .

۷) اثر هوک (Hook Effect) :

آزمایش CA15-3 در سرمههایی با غلظت بسیار بالا از این آنالیت (تا 60000 U/ml) صورت گرفت که پدیده هوک مشاهده نشد .

References:

1. Li M, Men X, Zhang X. Diagnostic value of carbohydrate antigen 72-4 combined with carbohydrate antigen 15.3 in ovarian cancer, cervical cancer and endometrial cancer. JBUON. 2020; 25(4): 1918-1927.
2. Gaughran G, Aggarwal N, Shadbolt B, Stuart-Harris R. The utility of the tumor markers CA15.3, CEA, CA-125 and CA19.9 in metastatic breast cancer. Breast Cancer Manag. 2020; 9 (4): 95-102.
3. Yang Y, Zhang H, Zhang M, Meng Q, Cai L, Zhang Q. Elevation of serum CEA and CA15-3 levels during antitumor therapy predicts poor therapeutic response in advanced breast cancer patients. Oncol Lett. 2017 ; 14 (6): 7549-7556.
4. Assad DX, Porto Mascarenhas EC, Costa Normando AG, Chardin H .Correlation between salivary and serum CA15-3 concentrations in patients with breast cancer. Mol Clin Oncol. 2020 ; 13 (2):155-161.
5. Incoronato M, Mirabelli P, Catalano O, Aiello M, Parente C, Soricelli A et al. CA15-3 is a useful serum tumor marker for diagnostic integration of hybrid positron emission tomography with integrated computed tomography during follow-up of breast cancer patients. BMC Cancer. 2014; 14 (1): 356.
6. Pedersen AC, Sørensen PD, Jacobsen EH, Madsen JS, Brandslund I. Sensitivity of CA 15-3, CEA and serum HER2 in the early detection of recurrence of breast cancer. Clin Chem Lab Med. 2013; 51 (7): 1511-1519.
7. Tampellini M, Berruti A, Gorzegno G, Bitossi R, Bottini A, Durando A et al. The significance of CA15-3 in breast cancer patients and its relationship to HER-2 receptor status. Int J Immunopathol Pharmacol.2014; 27(1):45-51.
8. Shao Y, Sun X, He Y, Liu C, Liu H. Elevated levels of serum tumor markers CEA and CA15-3 are prognostic parameters for different molecular subtypes of breast cancer. PLoS One. 2015; 10 (7): e0133830.
9. Li X, Dai D, Chen B, Tang H, Xie X, Wei W. Clinic pathological and Prognostic Significance of Cancer Antigen 15-3 and Carcinoembryonic Antigen in Breast Cancer: Disease marker.2018; <https://doi.org/10.1155/2018/9863092>.
10. Tampellini M, Berruti A, Bitossi R, Gorzegno G, Alabiso I, Bottini A et al. Prognostic significance of changes in CA 15-3 serum levels during chemotherapy in metastatic breast cancer patients. Breast Cancer Res Treat. 2006. 98 (3): 241-248

روش انجام آزمایش 3 CA15-3 بصورت شماتیک

چاهکهای کوت شده با آنتی بادی ضد CA15-3			
نمونه	سرم کنترل	استانداردها	محلولها
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	آسی بافر
-	-	۲۰ میکرولیتر	استانداردها
-	۲۰ میکرولیتر	-	سرم کنترل
۲۰ میکرولیتر	-	-	نمونه
پلیت را به مالایمت برای مدت ۱۵ ثانیه تکان دهید تا محتویات چاهکها بخوبی مخلوط شوند و سپس دهانه چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانید.			
۳۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید. برچسب پلیت را برداشته و محتویات چاهکها را خالی کنید.			
طبق دستور شستشو ۵ بار چاهکها را بشویید.			
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	آنژیم کثروگه
دهانه چاهکها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانید. ۳۰ دقیقه در دمای اتاق انکوبه کنید. برچسب پلیت را برداشته و محتویات چاهکها را خالی کنید.			
طبق دستور شستشو ۵ بار چاهکها را بشویید.			
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	محلول رنگزا
پلیت را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و در تاریکی انکوبه کنید.			
۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	۱۰۰ میکرولیتر	محلول متوقف کننده
جذب نوری چاهکها را در طول موج ۴۵۰ نانومتر (و در صورت امکان ۳۶۷ نانومتر به عنوان فیلتر رفراش) قرائت کنید.			